



SAFETYFIRST

SAFETYBOX® A 120 NEW cod. CH012



ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 160 LITROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ACIDOS, BASOS

- Dimensiones exteriores (AN*P*AL): mm 1200 x 500 x 1690 h
 - Dimensiones interiores: mm 1120 x 450 x 1500 h
 - Peso: Kg 130
 - Volumen interior: aprox. 766 litros
-
- Construido completamente en acero decapado y electrogalvanizado, espesor 10/10 con recubrimiento epoxi en polvos antiácido aplicados electrostáticamente a través de tunel termico a 200° C
 - Espesor de pintura desde un mínimo de 60µm (micron) hasta un máximo de 250µm (micron) como de procedimiento UNI EN ISO 9001.
 - **Zócalo paletizado certificado:** nueva estructura del zócalo para que sea más fácil mover el armario. **Con panel de cobertura.**
 - **Estructura externa monolítica** completamente soldada. Nueva tecnica de construcción con doble envase compuesto de dos cuerpos, interior y exterior.
 - **3 estantes regulables en altura** contruidos en acero electrogalvanizado con recubrimiento epoxi en polvos antiácido. El estante es de tipo bandeja para la recogida de posibles derrames causados por roturas accidentales de los recipientes.
 - **Estantes extraíbles con bloque de detención de caídas y ajuste de la altura a través de cremallera.** Capacidad del estante aprox. 15 litros. Capacidad de carga del estante kg. 100.
 - Bandeja inferior en acero electrogalvanizado pintado con polvos epoxi antiácido, capacidad de la bandeja aprox. 44 litros.
 - Apertura puertas a 180° que permite la extracción del estante sin inclinarlo.
 - Cierre de seguridad bajo llave, con cilindro extraíble.
 - Bisagras a desaparición resistentes a los productos corrosivos.
 - Carteles de señalización de peligro presencia de productos corrosivos, nocivos y tóxicos de conformidad a las normativas italianas y europeas sobre la seguridad.
 - Toma de tierra para prevenir descargas electrostáticas.
 - Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
 - **Seguro “RC prodotti” de accidentes para toda la vida del armario.**
 - Manual de uso y mantenimiento.
 - **Embalaje con dispositivo “Tipping over system®”.**