

AGITADOR MAGNÉTICO MULTIPLAZA



Agitador magnético digital multiplaza con Calefacción, controlado por microprocesador.

- Multiagitador con calefacción en una sola plataforma con 5 o 9 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza
- Velocidad y temperatura regulables, controladas por microprocesador
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado de velocidad y temperatura para cada plaza
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto
- Los parámetros seleccionados se mantienen en la memoria del equipo incluso cuando se apaga
- Platos de calefacción de aluminio pulido
- Embalaje: 56x48x21cm

10000 - 01037: 1250 W
10000 - 01032: 2300 W

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO

Referencia	EAID00007
Nº Plazas	5
Agitación Magnética	
Volumen Máx. - x plaza (L)	2
Potencia - x plaza (W)	9
Rango de velocidad(rpm)	200 - 1200
Resolución (rpm)	100
Calefacción	
Potencia calefacción - x plaza (W)	250
Rango de Temperatura (°C)	30 - 400
Resolución (°C)	10
Datos Generales	
Material Plato	Aluminio Pulido
Dimensiones Plato x plaza (mm)	100 x 100
Dimensiones (mm)	360 x 445 x 90
Peso	6,0
Protección IP	IP53

Accesorios

Caja Surtida 18 imanes

Imán agitación 8x30mm* (pack 5)

- consultar otras medidas