

JAR TEST P

Floculador Digital Portátil



Floculador Digital Portátil,
controlado por microprocesador

- Floculador Digital Portátil, para análisis de aguas, de 4 posiciones
- Adecuado para versos de forma alta de 1 L
- 2 Modos de Trabajo:
 - Velocidad de agitación libre y regulable
 - Preprogramado en condiciones ASTM D-2035
- Inicio y paro suave y progresivo
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del calor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico)
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto
- Posibilidad de memorizar 2 velocidades y pasar de una a otra con una sola pulsación
- Varillas agitadoras de acero inox. de Ø 6mm. y ajustables en altura
- Pantalla de luz en cada posición
- Asa de sujeción para un cómodo transporte
- Doble alimentación: 230V AC y 12V DC, que permite trabajar con la batería del coche
- Se suministra con cable para mechero de automóvil

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	JT4E
Referencia	10000-00097
Agitación	
Nº posiciones	4
Potencia (W)	50
Rango de velocidad(rpm)	20-250
Resolución (rpm)	5
Precisión	±1
Temporizador (min)	0-240
Datos Generales	
Dimensiones (mm)	250x250x290
Peso (kg)	9,0
Protección IP	IP34
Alimentación eléctrica*	220-230V** 50-60Hz y 12V
Embalaje	66x45x43 cm

* Doble alimentación para poder ser utilizado tanto en el auto como en toma de corriente normal

** Para voltajes diferentes consultar. Disponibles de 110V como referencia 10000-00097V



WWW.SCISOLS.COM