


dispositivos de extracción de la serie behrotest ®

alineado con precisión a sus necesidades



dispositivos de extracción de la serie behrotest ®



dispositivos de extracción de la serie behrotest ®

Los dispositivos de extracción de la serie behrotest® son rentables y fáciles de usar, solución para Soxhlet clásico y extracciones de grasa:



- Completo con recipientes de reacción, piezas intermedias de extracción y condensadoresn Energía ajustable individualmente para cada posición de muestra
- La tira de distribución de agua de refrigeración garantiza enfriamiento uniforme en las posiciones de la muestra
- Los extractores con tubos de sifón especialmente desarrollados (marca: "Bröckerhoff") garantizan ciclos de extracción consistentes en todas las posiciones de muestra
- Práctico reborde del condensador para depositar de forma segura el condensador entre extracciones
- Soportes para sujetar las piezas intermedias de extracción después de retirarlas del recipiente de muestra
- Los extractores con grifos eliminan la necesidad de destilación adicional después de la extracción

Dispositivos de extracción en serie - matraces de fondo redondo

R 304 S

Referencia	Posiciones de muestra	fondo redondo matraces ml	Tocar	Extractor contenido ml	Artículo No.
R 304	4	100	-	30	B00218433
R 306	6	100	-	30	B00218434
R 308	8	100	-	30	B00602363
R 304 S	4	100	+	30	B00218443
R 306 S	6	100	+	30	B00218444
R 308 S	8	100	+	30	B00602364
R 604	4	250	-	60	B00218453
R 606	6	250	-	60	B00218454
R 604 S	4	250	+	60	B00218455
R 606 S	6	250	+	60	B00218456
R 104 S	4	250	+	100	B00218425
R 106 S	6	250	+	100	B00218424
R 108 S	8	250	+	100	B00441134
R 254 S	4	500	+	250	B00218435
R 256 S	6	500	+	250	B00218436



R 108 S