

BAÑO TERMOSTATIZADO DIGITAL

- Calefactores de aleación especial en acero inoxidable anticorrosión y resistentes a altas temperaturas.
- Termostato de temperatura con piloto de señalización sincronizada.
- Cubeta interior en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.
- Incluye cubre-resistencias de acero inoxidable.
- Protección por sobre temperatura o falta de líquido por termostato de seguridad.
- Temperatura controlada por regulación hidráulica, para agua y aceite.



MODELO	EAID00009	EAID00010	EAID00011
Termostatación			
Volumen Máximo	5l.	8l.	12l.
Rango de Temperatura	Temperatura ambiente +5 hasta 100 °C		
Precisión (°C)		0,1	
Fluctuación de T (°C) - a 37°C		+/- 0,15	
Homogeneidad de T (°C) - a 37°C		+/- 0,25	
Potencia w	600	600	1200
Datos Generales			
Material Cubeta	Acero Inoxidable AISI 304		
Espacio Útil	30 x 15 x 13 cm	30 x 15 x 18 cm	33 x 30 x 13 cm
Dimensiones	33 x 18 x 30 cm	33 x 18 x 30 cm	36 x 33 x 30 cm
Peso	6,2 kg	6,3 kg	8,5 kg
Protección IP		IP52	

Accesorios Referencia

Nivel constante inox.*

Para baños de agua (solicitar al medir el modelo de baño, se ha de instalar en fábrica)

Termómetro lector y soporte

Tª máxima 100°C

Soporte termómetro

Tapas con discos reductores

Con 2 discos para baños de 5L
Con 4 discos para baños de 12L

Conjunto de discos reductores

Tapa de tejadillo inoxidable

Para baños de 5L
Para baños de 12L

Soporte gradillas inox.

Para baños de 5L
Para baños de 12L

Gradillas para tubos*

36 tubos Ø 13 mm
24 tubos Ø 16 mm
24 tubos Ø 20 mm