


# DESTILADOR DE AGUA

EALI00001

Este destilador de vidrio para agua ha sido diseñado para un funcionamiento continuo confiable e incorpora una serie de características que hacen que sea un equipo óptimo en el día a día del laboratorio.

Es fácil de usar, seguro de operar, completamente confiable y, sobre todo, de bajo costo.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La salida destilada es fría asegurada por un condensador de alta eficiencia.
- Ideal para uso general en laboratorio, capaz de producir agua libre de pirógenos.
- El soporte está recubierto de polvo para un funcionamiento prolongado sin óxido.
- El calentador es un calentador cromado de 3KW equipado con un termostato, que se apaga automáticamente
- La Caldera y el Condensador están diseñados para una alta eficiencia y provistos de rosca para facilitar
- La caldera se suministra con tapón roscado de teflón para la limpieza in situ de la caldera.
- Todas las conexiones de plomería al equipo se realizan a través de conectores roscados.
- Calentador monofásico de 3KW.

DESTILADOR	EALI00001
Producción	4 l / h
Conductividad (Agua corriente)	3.0-4.0 $\mu$ S/cm
Conductividad (Agua tratada)	1.5-2.0 $\mu$ S/cm
pH	5.5-6.0
Temperatura	25 - 35 °C
Calidad del Destilado	Libre de pirógenos
Conexión Eléctrica	220/240v,50/60Hz
Presión	3 psi (0,2 x 105 NM-2)
Suministro de agua	Caudal mín. 1 litro / min
Dimensiones	50 x 45 x 45 cm
Peso	12 kg