

**CATÁLOGO
MEDIOS DE CULTIVO
TOP VENTAS**



¿QUIÉNES SOMOS?

SciSols es una empresa dedicada a la importación y exportación de equipos, productos e instrumentos de laboratorio. Estamos ubicados en Alicante y contamos con más de 25 años de experiencia en este sector.

A lo largo de los años, hemos podido establecer una red que cubre los continentes europeo y africano.

Nuestra marca **Innovalid** es fabricada en Europa.

Distribuimos más de 700 medios de cultivo deshidratados. También somos reconocidos por proporcionar ingredientes clave como agares, peptonas y agarosas, entre otros productos.

EXPERTOS

- Expertos en medios de cultivo

PRODUCTO FLEXIBLE Y CONFIABLE

- A la medida de sus necesidades

INNOVACIÓN

- Inspirando el futuro



¿QUÉ HACEMOS?

Distribuimos medios de cultivo de alta calidad para biología micro y molecular.

Este es un pequeño catálogo que reúne los productos más solicitados por los clientes.



MICROBIOLOGÍA

Medios de cultivo deshidratados
Medios de cultivo listos para usar
Suplementos
Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana



BIOLOGÍA MOLECULAR

Medios de cultivo deshidratados
Agares
Tinciones de biología molecular



BIOINGREDIENTES

Agares
Peptonas
Carbohidratos



¿PARA QUIÉN TRABAJAMOS?

Hemos forjado una red de clientes cada vez más amplia gracias a nuestra capacidad de escucha y nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones óptimas.

Los productos de **Innovalid** se dirigen a los siguientes sectores:



CLÍNICAS DE ANÁLISIS

Hospitales, veterinarios clínicos, clínicas y laboratorios de análisis de alimentos.



PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Procesos de fermentación, fabricación de vacunas, fabricantes de medios preparados, productos probióticos, etc.



CONTROLES DE CALIDAD

Alimentos, bebidas, cervecerías. Industria farmacéutica, productos veterinarios y cosméticos.



R&D

Laboratorios, centros de investigación y universidades.



MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS



AGAR MUELLER HINTON
REF: COID00003

Aplicaciones

- Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de uso general.
- Para pruebas de sensibilidad con antibióticos y sulfonamidas.
- Aislamiento primario de Neisseria y otros patógenos.

Industria

- Agua potable, Alimentación, Cosmética, Veterinaria y Farmacéutica.

Formato 500 gr.



AGAR OGA
REF: COID00013


Aplicaciones

- Recuento y aislamiento de mohos y levaduras en muestras de alimentos.
- Recuento selectivo de hongos y levaduras.

Industria

- Test de susceptibilidad antimicrobiana, Clínica, Alimentación y Cosmética.

Formato 500 gr.



AGAR NUTRITIVO ISO
REF: COID00004

Aplicaciones

- Para el cultivo de microorganismos no fastidiosos en agua, heces y muestras clínicas.
- Aerobios mesofílicos cultivos y recuento no selectivo.

Industria

- Clínica, Alimentación y Agua potable.

Formato 500 gr.



AGUA DE PEPTONA
TAMPONADA ISO
REF: COID00014

Aplicaciones

- Enriquecimiento de enterobacterias y Salmonella.
- Diluyente de uso general.

Industria

- Agua potable, Alimentación, Cosmética, Veterinaria y Farmacéutica.

Formato 500 gr.



MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS



BASE DE AGAR BAIRD
PARKER

REF: COID00001

Aplicaciones

- Aislamiento selectivo de Staphylococcus.
- Recuento de estafilococos.

Industria

- Alimentación, Clínica y Cosmética.

Formato 500 gr.



AGAR DEXTROSA SABOURAUD
CON CLORANFENICOL

REF: COID00015


Aplicaciones

- Para el cultivo selectivo y aislamiento de levaduras y hongos.
- Aislamiento selectivo de hongos y levaduras.

Industria

- Test de susceptibilidad antimicrobiana, Alimentación, Clínica y Cosmética.

Formato 500 gr.



AGAR SABOURAUD DEXTROSA

REF: COID00016

Aplicaciones

- Para el cultivo de hongos y levaduras.
- Recuento no selectivo de hongos y levaduras.

Industria

- Alimentación, Clínica, Control de Producto Final, Cultivo total, Farmacéutica y Veterinaria.

Formato 500 gr.



CALDO NUTRITIVO

REF: COID00007

Aplicaciones

- Para el cultivo de microorganismos no fastidiosos en agua, heces y otros.
- Aerobios mesofílicos Cultura.

Industria

- Clínica, Alimentación y Agua potable.

Formato 500 gr.





EMULSIÓN DE YEMA DE HUEVO CON TELURITO

REF: COID00026


Aplicaciones

- Para la preparación del medio Baird Parker.
- Aislamiento selectivo *Staphylococcus aureus*.

Industria

- Productos Lácteos, Alimentación, Farmacéutica, y Veterinaria.

Formato 1 x 100 ml frasco.



SELECTIVO PARA CALDO FRASER Y 1/2 FRASER

REF: COID00018


Aplicaciones

- Suplemento para la detección de *Listeria monocitógenes*.
- Detección y aislamiento de listeria.

Industria

- Alimentación y Clínica.

Formato 10 Viales.



SUPLEMENTO SELECTIVO CROMOGENICO DE LISTERIA

REF: COID00024


Aplicaciones

- Aislamiento, detección y enumeración de *Listeria monocitógenes*.
- Detección y aislamiento de listeria.

Industria

- Alimentación y Clínica.

Formato 10 Viales.



LEGIONELLA CYE

REF: COID00019

Aplicaciones


- Suplemento para el crecimiento y aislamiento de *legionella* spp.
- Kits de ligadura.
- Recuento y aislamiento selectivo de *Legionella*.

Industria

- Alimentación y Clínicas.

Formato 10 Viales.

MEDIOS CROMOGÉNICOS



AGAR CROMOGÉNICO E-COLI
REF: COID00020


Aplicaciones

- Medio selectivo para la detección simultánea de e-coli y otros coliformes en muestras de agua.
- Recuento selectivo de coliformes y e coli.

Industria

- Agua potable.

Formato 500 gr.



AGAR CROMOGÉNICO TBX
REF: COID00021


Aplicaciones

- Medio selectivo para la detección y enumeración de Escherichia coli en alimentos.
- Detección selectiva y enumeración de e-coli.

Industria

- Alimentación.

Formato 500 gr.



BASE AGAR CROMOGÉNICO
PARA LISTERIA - ALOA
REF: COID00027


Aplicaciones

- Detección y enumeración selectiva de listeria.

Industria

- Alimentación | Clínica.

Formato 500 gr.



AGAR CROMOGÉNICO
SALMONELLA
REF: COID00022

Aplicaciones


- Aislamiento de Salmonella spp en muestras clínicas y alimentos.

Industria

- Alimentación y Clínica.

Formato 500 gr.





EXTRACTO DE LEVADURA
REF: COID00023

Aplicaciones

- Fuente de vitaminas del complejo B, aminoácidos y otros factores de crecimiento para el desarrollo de medios.
- Uso general como fuente de nitrógeno.

Industria

- Fermentaciones industriales e ingredientes para medios.

Formato 500 gr.



PEPTONA DE CARNE
REF: COID00010

Aplicaciones

- Digerido enzimático de origen animal, fuente de péptidos y aminoácidos para la producción de medios de cultivo.
- Uso general como fuente de nitrógeno.

Industria

- Fermentaciones industriales e ingredientes para medios.

Formato 500 gr.



PEPTONA BACTERIOLÓGICA
REF: COID00009

Aplicaciones

- Digerido enzimático de origen animal que se utiliza como ingrediente en medios de cultivo.
- Uso general como fuente de nitrógeno.

Industria

- Fermentaciones industriales e ingredientes para medios.

Formato 500 gr.



PEPTONA DE CASEÍNA
REF: COID00025

Aplicaciones

- Medio selectivo para el aislamiento y enumeración de hongos en leche y productos lácteos.
- Recuento y aislamiento selectivo de hongos y levaduras.

Industria

- Productos lácteos y Test de Susceptibilidad antimicrobiana.

Formato 500 gr.



Pol. Industrial El Salt, Av. del Comtat de Fabraquer, Nave 16-D, 03550 Sant Joan d'Alacant, Alicante
info@scisols.com | www.scisols.com