

ARMARIO PARA QUÍMICOS, ÁCIDOS Y BASES DE 160L.

SKU: EALS00007

Dimensiones exteriores	1200 x 500 x 1690 mm
Capacidad Estantes	100 kg
Dimensiones interiores	1120 x 450 x 1500 mm
Peso	130 kg
Volumen total	766litros



ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 160 LITROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS Y BASES



- Construido completamente en acero decapado y electrolgalvanizado, espesor 10/10 con recubrimiento epoxi en polvos antiácido aplicados electrostáticamente a través de túnel térmico a 200° C.
- Espesor de pintura desde un mínimo de 60µm hasta un máximo de 250µm como de procedimiento UNI EN ISO 9001.
- **Zócalo paletizado certificado:** nueva estructura del zócalo para que sea más fácil mover el armario. **Con panel de cobertura.**
- Estructura externa monolítica completamente soldada. Nueva técnica de construcción con doble envase compuesto de dos cuerpos, interior y exterior.
- **3 estantes regulables** en altura contruidos en acero electrolgalvanizado con recubrimiento epoxi en polvos antiácido. El estante es de tipo bandeja para la recogida de posibles derrames causados por roturas accidentales de los recipientes.
- **Estantes extraíbles con bloque de detención de caídas y ajuste de la altura a través de cremallera.**
- Capacidad del estante aprox. 15 litros. Capacidad de carga del estante kg. 100.
- Bandeja inferior en acero electrolgalvanizado pintado con polvos epoxi antiácido, capacidad de la bandeja aprox. 44 litros.
- Apertura puertas a 180° que permite la extracción del estante sin inclinarlo.
- Cierre de seguridad bajo llave, con cilindro extraíble.
- Bisagras a desaparición resistentes a los productos corrosivos.
- Carteles de señalización de peligro presencia de productos corrosivos, nocivos y tóxicos de conformidad a las normativas italianas y europeas sobre la seguridad.
- Toma de tierra para prevenir descargas electrostáticas.
- Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
- **Seguro "RC prodotti" de accidentes para toda la vida del armario.**
- Manual de uso y mantenimiento.
- **Embalaje con dispositivo "Tipping over system®".**

