

ARCÓN MINI CONGELADOR

Este arcón congelador mini es la solución ideal cuando no tiene espacio suficiente o quiere trabajar con él directamente sobre la mesa.

Con capacidad de 8 y 18 litros son aptos en todos los laboratorios científicos e industriales para refrigeración y congelación.



	EAFK00006	EAFK00007	EAFK00008
Rango de T°	-50°C / -30°C	-50°C / -30°C	-40°C / 0°C
Control de Precisión	+/-1K	+/-1K	+/-1K
Control	ST71	ST100	ST100
Volumen	8l.	8l.	✓
Aire de Recirculación	-	-	35l.
Dimensiones internas	15 x 30 x 20 cm	15 x 30 x 20 cm	30 x 27 x 20 cm
Dimensiones externas	36 x 49 x 57 cm	36 x 49 x 57 cm	52 x 52 x 58 cm
Peso	36 kg	36 kg	50 kg
Conexión Eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Temperatura Ambiente	+12°C / +30°C	+12°C / +30°C	+12°C / +30°C

Características

- Unidad de refrigeración: baja noise, totalmente hermética, refrigerada por aire, bajo mantenimiento.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Bisagras aisladas de acero inoxidable y tapa ciega con cierre magnético.
- Anillo de protección del pistón por encima y por debajo.
- Control ST71:
 - Control electrónico de temperatura con pantalla LED.
 - Señal de alarma visual y acústica.
- Control ST100:
 - Ajuste controlado por micropcesador mediante teclado de membrana.
 - Pantalla LED claramente legible.
 - Protección contra la activación involuntaria.
 - Máxima fiabilidad gracias a un sistema de alarma independiente de la red eléctrica, con capacidad de batería para aprox. 2 horas.
 - Visualización de la temperatura máxima alcanzada en la zona interior durante la avería.
 - Señal de alarma visual y acústica.
 - Interfaces
 - Contacto libre de potencial con conexión a un sistema de alarma externo.
 - Interfaz RS485.
 - Salida de 100 mV/K para conectar un sistema de registro de temperatura.

