

BATA DE AISLAMIENTO NO ESTÉRIL

Descripción del producto

- Bata desechable de aislamiento, resistente contra los microorganismos y a los fluidos corporales.
- Se utiliza para todo tipo de aislamiento general.
- Impermeable de un solo uso,
- Fabricada en tejido sin tejer (TNT), con un gramaje de 30g/m².
- Tejido en cuerpo y mangas.
- 100% polipropileno
- No contiene látex.

Características generales

- Bata de 120 x 140cm. Color azul.
- Muy alta resistencia a la penetración de líquidos y bacterias, resistente a la abrasión, rotura y tensión.
- Puños de elástico tejido.
- Cintas de cierre fuertemente cosidas para cuello y cintura.
- Fabricadas con material cómodo para uso prolongado.
- Material transpirable para evitar sobrecalentamiento.
- Unisex.
- Libre de látex y ftalatos.
- Certificado CE MDR 2017/745.
- Clasificación Clase I



Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso, una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

Instrucciones de uso

- Este producto debe ser utilizado por un médico o profesional cualificado.
- Retirar la jeringa de su embalaje estéril individual, unir la aguja, catéter o dispositivo al cual deba anclarse, con cuidado para evitar contaminación y verificar que la conexión es resistente.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Condiciones ambientales: máximo 40°C de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00064

BATA DE AISLAMIENTO 30 GSM, 120X140 CM.
PUÑOS ELÁSTICOS. COLOR AZUL. TNT.

10 UDS. POR BOLSA 10 BOLSAS POR EMBALAJE