

BISTURÍ DESECHABLE

Descripción del producto

- Instrumento quirúrgico que se utiliza para realizar incisiones en la piel y en tejidos.
- Utilizados especialmente por cirujanos,
- Disponibles en la hoja de acero inoxidable, o en hoja de acero al carbono de mayor resistencia y durabilidad.
- Su diseño desechable para ser usado una única vez, elimina el riesgo de contaminación cruzada.
- Envase individual en papel aluminio sellado para evitar el riesgo de perforación y proteger la hora contra oxidación.

Características generales

- Mango estándar antideslizante y hoja protegida con capuchón.
- Diferentes modelos según necesidad, con formas de hoja específicas.
- Los bisturíes desechables ofrecen comodidad en diversos entornos de uso: en quirófanos, en salas de curas, en las unidades de urgencias o traumatología o incluso sobre el terreno con los paramédicos.
- Material: Acero al carbono o acero inoxidable.
- Libre de látex y ftalatos
- Esterilización: Gamma.
- Certificado CE0123, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa

Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso.
- Una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Proteja el producto de la humedad y del calor excesivo.
- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.
- Prevenir durante el transporte impactos violentos, lluvias, nieve.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.



Instrucciones de uso

- El Bisturí desechable debe ser utilizado por médicos o enfermeras profesionales.
- De acuerdo con los requisitos de operación del paciente, seleccione la especificación y el modelo adecuados del Bisturí desechable.
- Después de abrir la caja de embalaje con el bisturí desechable, sáquelo y utilícelo.

Características Técnicas

- Rugosidad: $\leq 0.4\mu\text{m}$ / Bordes $\leq 0.8\mu\text{m}$
- Borde: No hay fisuras, enrollamientos ni grietas en ambos bordes.
- Superficie del borde: La anchura de los bordes es similar.
- Superficie de la cuchilla: Liso, sin manchas, pliegues ni fracturas en la superficie.
- Embalaje: Marca de embalaje clara.
- Afilado: ≤ 0.8 N.
- Dureza: $\geq 750\text{HV}$
- Flexibilidad: Buena, sin perder forma tras la prueba.
- Esterilización: La hoja se esteriliza mediante irradiación.

COLK00038

Bisturí Quirúrgico nº 11 Desechable Carbono.

10 UDS. POR CAJA 50 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00039

Bisturí Quirúrgico nº 15 Desechable Carbono.

10 UDS. POR CAJA 50 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00040

Bisturí Quirúrgico nº 23 Desechable Carbono.

10 UDS. POR CAJA 50 CAJAS POR EMBALAJE