

CUBRE-ZAPATOS

Descripción del producto

- Cubre zapatos desechables de polipropileno Tejido sin tejer.
- Cuenta con alta resistencia a la fricción, desgarró y/o ruptura, con elástico para ajuste seguro, repelencia a líquidos, no permite el paso del polvo, no se deshilacha

Características generales

- Medidas 17x41cm, 35 gsm PP, con elástico en la parte superior.
- Color Azul.
- Fabricado con Tela no Tejida cortada, tejida a máquina.
- Resistencia suficiente y propiedades de barrera.
- Transpirable, cómodo, ecológico
- Sin látex ni fibra de vidrio, no irritante, no tóxico. Libre de ftalatos.
- Certificado CE MDR 2017/745.
- Clasificación Clase I.



Precauciones y advertencias

- Sin uso secundario.
- Una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No puede utilizarse si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo acorde a la normativa.

Instrucciones de uso

- Se utiliza en medicina, hospitales, clínicas, servicios alimentarios, laboratorios, museos, talleres sin polvo, etc.
- Para prevenir de la contaminación exterior las zonas a proteger.
- Intención de uso en aislamiento y protección.
- Abrir el embalaje interno del producto, retíralo del paquete y deséchelo de acuerdo con la normativa después de su uso.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Almacenar en un lugar seco.
- Humedad por debajo del 80%, ventilado.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.
- Prevenir durante el transporte impactos violentos, lluvias, nieve.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00068

CUBRE-ZAPATOS DESECHABLE. 35GSM PP. 17x41CM. COLOR AZUL.

100 UDS. POR BOLSA 10 BOLSAS POR EMBALAJE