

EMPAPADORES

Descripción del producto

- Los empapadores son productos utilizados para la protección de superficies o para el cuidado de personas con incontinencia urinaria.
- Cada empapador está hecho de varias capas de material absorbente para retener líquidos de forma eficiente y evitar fugas.
- La capa superior es suave y cómoda al contacto con la piel, mientras que la capa inferior está diseñada con una lámina impermeable para proteger las superficies debajo de ella.
- Los empapadores son fáciles de usar y se pueden colocar en la cama, silla de ruedas, o cualquier otra superficie que requiera protección contra la humedad.
- Una vez utilizado, se puede desechar de manera higiénica y segura en la basura. Son ideales para uso en hogares, hospitales y centros sanitarios de larga estancia.



Características generales

- Sábana superior de tejido sin tejer suave y agradable para la piel.
- Lámina inferior de fundición fluida de alta calidad, nunca pierde agua.
- Almohadilla de celulosa desfibrada que facilita la dispersión homogénea de líquidos y evita encharcamientos.
- Capacidad de absorción (solución salina fisiológica al 0,9%) de 500/700/1800ml.
- Responde a las necesidades de gran absorbencia, con una construcción sin polímeros, manteniendo la comodidad del paciente.
- Color blanco/azul.
- Libre de látex y ftalatos.
- Certificado CE MDR 2017/745.
- Clasificación Clase I.

Precauciones y advertencias

- Una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Almacenar en un lugar seco.
- Humedad por debajo del 80%, ventilado.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.

Instrucciones de uso

- Producto absorbente para proteger de exudados y humedades a pacientes encamados
- Abrir la bolsa y retirar el empapador.
- Asegúrese que el empapador cubra toda la zona a proteger.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando, se cumplan las condiciones de almacenamiento.

EMPAPADORES

MODELOS

COLK00061	EMPAPADOR 60x60cm 30g. CAPACIDAD DE ABSORCION 500ml. COLOR BLANCO.	40 UDS. POR BOLSA 12 BOLSAS POR EMBALAJE
COLK00062	EMPAPADOR 60x90cm 50g. CAPACIDAD DE ABSORCION 700 ml. COLOR BLANCO.	20 UDS. POR BOLSA 12 BOLSAS POR EMBALAJE
COLK00063	EMPAPADOR 60x90cm. 90g. CAPACIDAD DE ABSORCION 1800 ml. COLOR AZUL.	15 UDS. POR BOLSA 12 BOLSAS POR EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NOMBRE DEL PRODUCTO	EMPAPADOR
Materiales utilizados	Tela no tejida+tejido+pulpa de celulosa+SAP+tejido+película de PE
Peso y medidas por unidad	60x60cm, 30g/ud 60x90cm, 50g/ud 60x90cm, 90g/ud
Color	Azul Blanco
Capacidad de absorción (solución salina fisiológica al 0,9%)	500 ml 700 ml 1800 ml
Características	<ol style="list-style-type: none">1. Sábana superior de tejido no tejido suave y agradable para la piel.2. La lámina inferior es de fundición fluida de alta calidad, nunca pierde agua.3. La pulpa de celulosa y la cubierta SAP absorben el líquido al instante.4. Responde a las necesidades de gran absorción con una construcción sin polímeros, manteniendo la comodidad del paciente.

