

# GORRO DESECHABLE

## Descripción del producto

- Diseñados para uso ideal en medicina, hospitales, clínicas, servicios alimentarios, laboratorios, museos, talleres sin polvo, etc., para evitar la contaminación cruzada entre personal, productos, áreas clínicas y de fabricación.
- Actúan de barrera protectora que permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación entre el personal y las áreas.
- Su diseño es cómodo y práctico, por lo que en caso de emergencias se puede retirar con facilidad.
- Poseen elástico de sujeción para un ajuste más cómodo.



## Características generales

- Modelo desechable de protección, fabricado en 12gsm PP de 21".
- Color Azul.
- Elaborado en tela no tejida, cosido a máquina, flexibles, anti-estáticos, anti-bacterianos, anti-moho, libre de látex y gran resistencia al paso de partículas finas.
- Elástico simple.
- Transpirable, cómodo, ecológico.
- Sin látex ni fibra de vidrio, no irritante, no tóxico.
- Libre de ftalatos.
- Certificado CE MDR 2017/745.
- Clasificación Clase I.

## Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso, una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

## Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Condiciones ambientales: máximo 40°C de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

## Instrucciones de uso

- Tomar un gorro desechable de su empaque.
- Separar los pliegues y colocarlo en la cabeza sin cubrir los ojos.
- En cabellos largos se recomienda recogerlo previamente.
- Cambiar de gorro desechable cada vez que se requiera ingresar a un área.
- Después de utilizar, deséchelo acorde a la normativa vigente.

## Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00065

GORRO DESECHABLE 12GSM PP 21". ELÁSTICO SIMPLE. COLOR AZUL.

100 UDS. POR BOLSA 10 BOLSAS POR EMBALAJE