

GORRO QUIRÚRGICO CON CINTAS

Descripción del producto

- Diseñados para uso médico, quirúrgico.
- Campo de aplicación ideal para consultas médicas, hospitales y clínicas.
- Actúan de barrera protectora que permite separar el cabello y/o el cuero cabelludo del exterior y evitar la contaminación entre el personal y las áreas.
- Su diseño es cómodo y práctico, por lo que en caso de emergencias se puede retirar con facilidad.

Características generales

- Modelo lazos para atar de 30gsm PP.
- Unisex.
- Color Azul.
- Elaborado en tela no tejida cosida a máquina, que le imparte las propiedades de flexibilidad, antiestática, anti-bacteriano, anti-mohos,
- libre de látex y gran resistencia al paso de partículas finas.
- Transpirable, cómodo, ecológico.
- Sin látex ni fibra de vidrio, no irritante, no tóxico. Libre de ftalatos.
- Certificado CE MDR 2017/745.
- Clasificación Clase I.



Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso, una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Condiciones ambientales: máximo 40°C de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

Instrucciones de uso

- Se utiliza para prevenir la contaminación cruzada entre pacientes y doctores, especialmente en quirófanos
- Abrir la bolsa y retirar el gorro.
- Asegúrese que el gorro cubra todo el cabello.
- Después de utilizar, deséchelo acorde a la normativa vigente en cada centro

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00066

GORRO QUIRÚRGICO CON CINTAS DESECHABLE
30GSM PP. COLOR AZUL.

100 UDS. POR BOLSA 10 BOLSAS POR EMBALAJE