

HOJA BISTURÍ DESECHABLE

Descripción del producto

- Hoja de bisturí quirúrgica, estéril, desechable.
- Con ranura para incorporar a mango.
- Fabricadas en acero inoxidable y en acero de carbono rectificado y filo de alta precisión
- Disponible en todos los tamaños habituales (de nº 10 a nº 24)
- Envase individual en papel aluminizado sellado para evitar el riesgo de perforación y proteger la hoja contra oxidación.

Características generales

- Todos los tamaños habituales están disponibles, en versión de acero inoxidable esterilizado o de carbono.
- Las formas de hojas nº 9 a 17 se utilizan en unidades de histología y todas son compatibles con mangos nº 3.
- Las formas de hoja nº 18 a 36, nº 60 y nº 70 se utilizan para procedimientos invasivos importantes y todas son compatibles con mangos nº 4.
- Esterilización: Gamma. Libre de látex y ftalatos.
- Certificado CE0123, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.



Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso.
- Una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

Instrucciones de uso

- Las cuchillas quirúrgicas deben ser utilizadas por médicos o enfermeras profesionales.
- En conformidad con los requerimientos de intervención del paciente, seleccionar la especificación y el modelo apropiados de la cuchilla quirúrgica.
- Después de abrir la caja de la hoja quirúrgica de un solo uso, extraer la caja pequeña y retirar la bolsa de papel aluminio del empaquetado. Sacar la cuchilla quirúrgica y utilizarla.

Condiciones de almacenaje y transporte

- El producto debe protegerse de la presión, luz solar directa, lluvia y nieve durante el transporte.
- Se debe almacenar en un entorno ventilado, seco y sin gases corrosivos.
- Mantener alejado de fuentes de fuego e inflamables.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

Características Técnicas

- Rugosidad: $\leq 0.4\mu\text{m}$ / Bordes $\leq 0.8\mu\text{m}$
- Borde: No hay fisuras, enrollamientos ni grietas en ambos bordes.
- Superficie del borde: La anchura de los bordes es similar.
- Superficie de la cuchilla: Liso, sin manchas, pliegues ni fracturas en la superficie.
- Embalaje: Marca de embalaje clara.
- Afilado: $\leq 0.8\text{ N}$.
- Dureza: $\geq 750\text{HV}$
- Flexibilidad: Buena, sin perder forma tras el uso.
- Esterilización: La cuchilla se esteriliza después de la irradiación.

COLK00035

Hoja Bisturí nº 11 Desechable Carbono.

100 UDS. POR CAJA 50 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00036

Hoja Bisturí nº 15 Desechable Carbono.

100 UDS. POR CAJA 50 CAJAS POR EMBALAJE

COLK00037

Hoja Bisturí nº 23 Desechable Carbono.

100 UDS. POR CAJA 50 CAJAS POR EMBALAJE