

# JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE – 3 CUERPOS CONO LUER-LOCK

## Descripción del producto

- Dispositivo médico estéril, de un solo uso; utilizado para la inyección hipodérmica y la aspiración de soluciones.
- Presentación en blister individual estéril.

## Características generales

- Jeringa de tres cuerpos, hipodérmica ,desechable, estéril, cono Luer-Lok, sin aguja.
- Graduación cada 0,2ml y cada 1ml.
- Conexión del cono conforme a la regulación de GB1962.1/GB1962.2.
- Diseño especial que evita la salida del émbolo.
- Volumen residual  $\leq 0.075\text{ml}$ .
- Compatibles con cualquier calibre de aguja.
- El material utilizado en el componente principal PE, con recubrimiento de PP. Con látex en el pistón.
- Esterilización: OE. Valor residual OE  $\leq 10\text{ug/g}$ .
- Certificado CE0123, directiva MDD 93/42/EEC.
- Clasificación clase IIa.



## Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso, una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo.

## Instrucciones de uso

- Este producto debe ser utilizado por un médico o profesional cualificado.
- Retirar la jeringa de su embalaje estéril individual, unir la aguja, catéter o dispositivo al cual deba anclarse, con cuidado para evitar contaminación y verificar que la conexión es resistente.

## Condiciones de almacenaje y transporte

- El producto debe protegerse de la presión, luz solar directa, lluvia y nieve durante el transporte.
- Se debe almacenar en un entorno ventilado, seco y sin gases corrosivos.
- Mantener alejado de fuentes de fuego e inflamables.

## Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

**COLK00028**

Jeringa Hipodérmica 3ml Desechable 3 Cuerpos.  
Cono Luer Lock. Sin Aguja. Estéril.

100 UDS. POR CAJA 30 CAJAS POR EMBALAJE

**COLK00029**

Jeringa Hipodérmica 5ml Desechable 3 Cuerpos.  
Cono Luer Lock. Sin Aguja. Estéril.

100 UDS. POR CAJA 24 CAJAS POR EMBALAJE

**COLK00030**

Jeringa Hipodérmica 10ml Desechable 3  
Cuerpos. Cono Luer Lock. Sin Aguja. Estéril.

100 UDS. POR CAJA 16 CAJAS POR EMBALAJE