

# MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR

## Descripción del producto

- Diseñadas para uso médico, quirúrgico, fabricación de alimentos, medicamentos y laboratorios para evitar la contaminación cruzada entre personal, productos, áreas clínicas y de fabricación.
- Es un producto sanitario que, principalmente limita la salida de gotas respiratorias, por lo que previene la transmisión de virus a otras personas.
- Su diseño es cómodo y práctico, por lo que en caso de emergencia se puede retirar con facilidad.
- Poseen elástico de sujeción para un ajuste más cómodo.
- El producto de elaboración le imparte las propiedades de flexibilidad, antiestática, anti-bacteria, anti-mohos, libre de látex y gran resistencia al paso de partículas finas.



## Características generales

- Medidas 17,5 x 9,5cm
- Tres capas. 20gsm PP + filtro 20gsm + 20gsm PP.
- Capa exterior de tela no tejida impermeable, barrera eficaz contra la saliva, las gotas, el polvo, etc. Capa intermedia de filtro de tejido fundido, bloquea bacterias, polvo y otras partículas. Capa interior de tejido no tejido respetuoso con la piel, suave y agradable, absorbe la humedad y es transpirable.
- Color Azul.
- Elástico simple para las orejas.
- Libre de látex y ftalatos.
- Certificado CE MDR 2017/745.
- Clasificación Clase I.

## Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso, una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo acorde a las normas vigentes.

## Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Condiciones ambientales: máximo 40°C de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y sus derivados, productos derivados del petróleo y compuestos relacionados.

## Instrucciones de uso

- Tomar la mascarilla quirúrgica de su embalaje original.
- Separar los pliegues y colocarlo en la boca sin cubrir los ojos.
- Cambiar cada vez que se requiera ingresar a un área.

## Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

COLK00067

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR. 3 CAPAS. CON ELÁSTICO. COLOR AZUL.

50 UNIDADES POR CAJA 40 CAJAS POR EMBALAJE