

GUANTES DE EXAMEN DE NITRILLO SIN POLVO - NO ESTÉRIL



Descripción del producto

- Fabricados de polímeros de nitrilo.
- Ofrecen excelente destreza y rendimiento sin contener proteínas de látex de caucho natural.
- Su beneficio clave es su excelente resistencia química, son tres veces más resistentes a los pinchazos que el látex de caucho natural.
- El nitrilo garantiza seguridad e higiene en tareas médico-sanitarias.
- Se adaptan muy bien a la forma de nuestra mano. Por ello se utilizan a modo de protección biológica contra líquidos y fluidos corporales no abrasivos (saliva, sangre...).
- Ambidiestros, tacto suave y puño enrollado.
- Envasado en paquete dispensador de 100 unidades.
- Su diseño es cómodo y práctico, por lo que en caso de emergencias se puede retirar con facilidad.

Características generales

- Gran resistencia.
- Super elasticidad y suavidad.
- Barrera protectora contra agentes biológicos.
- Desechables.
- Sin polvo.
- Libre de látex y ftalatos.
- Color azul. No esterilizados.
- Certificado CE MDR 2017/745.
- Clasificación Clase I.

Precauciones y advertencias

- Producto de un solo uso.
- Una vez abierto, utilizar inmediatamente.
- No utilizar si el producto ha caducado.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Después de utilizar, deséchelo acorde a las normas vigentes.

Condiciones de almacenaje y transporte

- Conservar en su embalaje original hasta su uso.
- Almacenar en un lugar seco.
- Condiciones ambientales: máximo 35°C (86°F) - 5°C (41°F) de temperatura y 70% de humedad relativa.
- Evite la exposición directa a la luz solar.
- Almacenar fuera de gases corrosivos.
- Prevenir durante el transporte impactos violentos, lluvias, nieve.
- No almacene en contacto directo con productos a base de aceites, fenoles y derivados, derivados del petróleo y compuestos relacionados.

Instrucciones de uso

- Producto utilizado principalmente para examen médico, laboratorio, alimentación, electrónica, cuidado personal, cosmética, peluquería, automoción, etc.

Vida Útil

- Cinco años, siempre y cuando, se cumplan las condiciones de almacenamiento.

GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO SIN POLVO - NO ESTÉRIL

MODELOS

COLK00048	GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO. SIN POLVO. AZUL. NO ESTÉRIL.TALLA: XS.	100 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE
COLK00049	GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO. SIN POLVO. AZUL. NO ESTÉRIL.TALLA: S.	100 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE
COLK00050	GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO. SIN POLVO. AZUL. NO ESTÉRIL.TALLA: M.	100 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE
COLK00051	GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO. SIN POLVO. AZUL. NO ESTÉRIL.TALLA: L.	100 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE
COLK00052	GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO. SIN POLVO. AZUL. NO ESTÉRIL.TALLA: XL.	100 UDS. POR CAJA 10 CAJAS POR EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDA	XS	S	M	L	XL	TOLERANCIA
LONGITUD	240	240	240	240	240	± 5
ANCHO DE LA PALMA (MM)	75	85	95	105	114	± 3
PESO POR UNIDAD (g)	2.9	3.2	3.5	3.8	4.	±0.2
GROSOR DE LA PUNTA DEL DEDO (mm)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	±0.03
GROSOR DE LA PALMA (mm)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	±0.03
GROSOR DEL PUÑO (mm)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	±0.03

PROPIEDADES FÍSICAS

Descripción	Estándar	
	Antes del envejecimiento	Después del envejecimiento
Alargamiento a la rotura (%)	≥ 500 %	≥400%
Resistencia a la tracción (MPa)	≥ 14 MPa	≥ 14 MPa