

ARMARIO PARA QUÍMICOS, ÁCIDOS Y BASES DE 70L.

SKU: EALS00046

Dimensiones exteriores	600 x 500 x 1690 mm
Capacidad Estantes	100 kg
Dimensiones interiores	530 x 450 x 1500 mm
Peso	83 kg
Volumen total	357 litros



ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 70 LITROS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS Y BASES



- Fabricado completamente en acero decapado y electrogalvanizado, espesor 10/10mm con recubrimiento epoxi en polvos resistentes a los ácidos y sometido a un túnel térmico a 200 °C. Espesor de la pintura de un mínimo de 60 µm (micras) a un máximo de 250µm como de procedimiento UNI EN ISO 9001.
- **Base paletizada certificada:** nueva estructura del zócalo para que sea más fácil mover el armario. **Con cubierta extraíble.**
- Estructura externa monolítica completamente soldada. Nueva técnica de construcción con doble envase compuesto de dos cuerpos, interior y exterior.
- **3 estantes regulables** en altura construidos en acero electrogalvanizado con recubrimiento epoxi en polvos antiácido. El estante es de tipo bandeja para la recogida de posibles derrames causados por roturas accidentales de los recipientes.
- **Estantes extraíbles con bloque de detención de caídas y ajuste de la altura a través de cremallera.**
- Capacidad del estante aprox. 7 litros. Capacidad de carga 40/100 kg.
- Bandeja inferior en acero electrogalvanizado pintado con polvos epoxi antiácido, capacidad de la bandeja aproximada de 14 litros.
- Apertura puerta a 180° que permite la extracción del estante sin inclinarlo.
- Cerradura con llave y cilindro extraíble (bajo pedido, «kit passe-partout» con llave maestra en caso de pérdida de llaves).
- Bisagras ocultas resistentes a los ácidos.
- Adhesivos de advertencia de «Peligro» en la puerta (según las normas europeas DIN 4844 e ISO 3864).
- Conexión a tierra para descargar la electricidad estática acumulada.
- Patas niveladoras para equilibrar.
- Garantía de por vida «RC PRODOTTI»: cubre cualquier daño a personas y objetos.
- Manual de uso y mantenimiento.
- Embalaje con dispositivo «Tipping over system®».

