


VFL

Cabina de flujo laminar vertical – Clase ISO 5



ISO
Protección:
Manejo

Conforme a la norma:
ISO 14644

- ✓ Gran altura de trabajo
- ✓ Solución económica
- ✓ Estructura COPLAST/
- ✓ PVC antiestático



El VFL es una cabina de flujo vertical fabricado en COPLAST.

COPLAST es un PVC expandido ultralimpio y liso, que facilita la limpieza y la descontaminación. Sus propiedades permiten su instalación en salas blancas y la manipulación de productos sensibles.

El sistema de filtración, basado en una cámara autorregulable tipo FANJET, garantiza el trabajo en un entorno estéril y limpio de clase ISO 5.

	VFL 9		VFL 12		VFL 18	
Ancho (mm)	921	959	1226	1263	1834	1872
Altura (mm)	ÚTIL: 781		TOTAL: 1250			
Profundidad (mm)	ÚTIL: 761		TOTAL: 780			
Peso (kg)	60		80		120	
Caudal (m ³ /h)	750		990		1500	