

C-PURE

Cabina química de extracción con filtro estructura de policarbonato



Doble protección:

Operador
Ambiente

Conforme a la norma:
NFX 15211: 2009

- ✓ Estructura fabricada en policarbonato y acero pintado.
- ✓ Panel de control de 2 botones Fácil
- ✓ mantenimiento Bandeja de retención
- ✓



La cabina química de extracción con filtro C-PURE, está destinada a la protección de las personas que manipulan sustancias peligrosas de categoría 1, 2 y 3, así como de los productos sujetos a un valor límite de exposición.

- Filtros de carbón activado
- Filtros HEPA
- Prefiltro (opción recomendada al manipular polvos)



DIMENSIONES	C-PURE 9		C-PURE 12		C-PURE 16	
	INTERNAS	EXTERIORES	INTERNAS	EXTERIORES	INTERNAS	EXTERIORES
Ancho (mm)	966	1000	1166	1200	1566	1600
Altura (mm)	ÚTIL: 855		TOTAL: 1150			
Profundidad (mm)	ÚTIL: 520		TOTAL: 577			
Peso (kg)	80		100		120	
Caudal (m³/h)			250			