



High Efficient Scientz-48 Tissue Grinder

Descripción

Parámetros técnicos principales: Fuente de alimentación: 220V / 50Hz Potencia nominal: 180W
Temporización: 1 (S) -9999 (S) Configuración de frecuencia: 10-70Hz, 300-2100times / min
Carrera de abrazadera: 34mm (vertical) Capacidad de muestra: 2ml Adaptador 48hole , 5ml
Adaptor 12 orificios Pantalla: 7 pulgadas TFT Protección de pantalla táctil: Protección de tapa
abierta, Frenado de emergencia Bienvenido a comprar nuestra calidad y barato molino de
tejidos scientz-48 de alta eficiencia para la venta al por mayor. Como uno de los principales
proveedores de GRAPADORA DE TEJIDOS DE ALTO RENDIMIENTO en China, también damos la
bienvenida a pedidos al por mayor y pedidos personalizados. Ahora, por favor sea libre de
consultar la lista de precios con nuestra fábrica

Parámetros técnicos principales:

Fuente de alimentación: 220V / 50Hz

Potencia nominal: 180W

Sincronización: 1 (S) -9999 (S)

Ajuste de frecuencia: 10-70Hz, 300-2100times / min

Carrera de abrazadera: 34 mm (vertical)

Capacidad de la muestra: Adaptador de 2 ml 48hole, 5ml Adaptor12 orificio

Pantalla: pantalla táctil TFT de 7 pulgadas

Protección: protección de la tapa abierta, función de frenado de emergencia

Dimensión: L369 * W360 * H520mm

Accesorios de acompañamiento: bola de acero inoxidable 500pcs 3mm y bola de acero inoxidable 500pcs 6mm

Número de Patente Blenders de Paleta de Laboratorio: ZL200420019738.4

Germfree Homogenizer, también conocido como homogeneizador de aletas, es ampliamente utilizado en el tratamiento de homogenización para tejidos animales y muestras biológicas, también utilizado para las siguientes áreas de prueba: alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, clínicas, moléculas, toxinas y bacterias, particularmente adecuado para la preparación de micro -organismo de muestras de prueba. El dispositivo está hecho de acero inoxidable y puede separar eficazmente la superficie de la muestra sólida de una muestra con gérmenes en su interior. Las muestras se envasan en bolsas de homogeneización desechables libres de gérmenes y, por lo tanto, no entran en contacto con ninguna parte del instrumento. Tiene características como la homogeneización suave, sin contaminación, sin daños, sin aumento de temperatura, sin tratamiento de esterilización, sin necesidad de lavar los utensilios. para cumplir con los requisitos de ser rápido, preciso y repetible. Este producto también es adecuado para homogeneizar tejidos tumorales (como hígado, cáncer de intestino, cáncer de estómago, cáncer de mama) no solo para captar grandes cantidades de células individuales (2×10^5 en 2 minutos) sino también para aplastar las células (como el hígado). células) más suavemente.