

• | **Característica**

- | -----
- | **Modelo**
- | **Pantalla**
- | **Rango de longitud de onda**
- | **Ancho de rendija**
- | **Precisión de longitud de onda**
- | **Repetibilidad de longitud de onda**
- | **Rango fotométrico**
- | **Precisión fotométrica**
- | **Repetibilidad fotométrica**
- | **Luz parásita**
- | **Estabilidad**
- | **Puerto de salida**
- | **Fuente de luz**
- | **Alimentación eléctrica**
- | **Dimensiones y peso de envío**

| **Especificación** |

- | -----
- | E-1000UV
- | Pantalla LCD retroiluminada en blanco de 70 × 40 mm
- | 190–1020 nm
- | 4 nm
- | ±2 nm
- | ≤1 nm
- | 0–200 % T, –0,3–3,0 A, 0–9999 C (9999 F)
- | 0,5 % T
- | 0,2 % T
- | ≤0,15 % T a 360 nm
- | 0,002 A a 500 nm
- | RS232
- | Lámpara halógena de tungsteno
- | CA 110–220 V, 50–60 Hz
- | 530 × 460 × 320 mm; 9 kg