

Datos técnicos	E-2000V	E-2000UV
Pantalla	Pantalla táctil de 7"	Pantalla táctil de 7"
Rango de longitud de onda	320–1020 nm	190–1020 nm
Ancho de rendija	4 nm	4 nm
Precisión de longitud de onda	±2 nm	±2 nm
Repetibilidad de longitud de onda	≤1 nm	≤1 nm
Rango fotométrico	0–200 %T, -0,3–3 A, 0–9999 C (9999 F)	0–200 %T, -0,3–3 A, 0–9999 C (9999 F)
Precisión fotométrica	±0,5 %T, 0,004 Abs (0–0,5 A), 0,008 Abs (0,5–1 A)	±0,5 %T, 0,004 Abs (0–0,5 A), 0,008 Abs (0,5–1 A)
Repetibilidad fotométrica	±0,5 %T, 0,004 Abs (0–0,5 A), 0,008 Abs (0,5–1 A)	±0,5 %T, 0,004 Abs (0–0,5 A), 0,008 Abs (0,5–1 A)
Luz parásita	≤0,15 %T @ 360 nm	≤0,15 %T @ 360 nm
Estabilidad	0,002 A @ 500 nm, 3 min	0,002 A @ 500 nm, 3 min
Ajuste de longitud de onda	Manual	Manual
Comunicación	USB (A) para transferencia de datos, USB (B) para software de PC y Bluetooth para impresora	USB (A) para transferencia de datos, USB (B) para software de PC y Bluetooth para impresora
Fuente de luz	Lámpara incandescente	Lámpara de tungsteno/deuterio
Funciones	Fotometría y mediciones cuantitativas	Fotometría y mediciones cuantitativas
Alimentación	220 V / 50–60 Hz, 110 V / 60 Hz	220 V / 50–60 Hz, 110 V / 60 Hz