

Datos técnicos	E-2100V	E-2100UV
Pantalla	Pantalla táctil de 7"	Pantalla táctil de 7"
Portacubetas estándar	Soporte manual de 4 posiciones para cubetas de 1 cm	Soporte manual de 4 posiciones para cubetas de 1 cm
Rango de longitud de onda	320–1100 nm	190–1100 nm
Ancho de rendija	4 nm o 2 nm (opcional)	4 nm o 2 nm (opcional)
Precisión de longitud de onda	±1 nm	±1 nm
Repetibilidad de longitud de onda	≤0,5 nm	≤0,5 nm
Rango fotométrico	0–200 %T, -0,3–3 A, 0–9999 C (9999 F)	0–200 %T, -0,3–3 A, 0–9999 C (9999 F)
Precisión fotométrica	±0,5 %T, 0,004 Abs (0–0,5 A), 0,008 Abs (0,5–1 A)	±0,5 %T, 0,004 Abs (0–0,5 A), 0,008 Abs (0,5–1 A)
Repetibilidad fotométrica	±0,5 %T, 0,004 Abs (0–0,5 A)	