

Característica	T-9100	T-9200	T-9200S	T-9200A
Pantalla	Pantalla táctil capacitiva TFT a			
Rango de longitud de onda	190–1100 nm			
Sistema óptico	Haz simple	Haz doble	Haz doble	Haz doble
Ancho de banda espectral	2 nm	2 nm	1 nm	0,5 / 1 / 2 / 4 nm
Precisión de longitud de	±0,3 nm	±0,3 nm	±0,3 nm	±0,3 nm
Repetibilidad de longitud de	≤0,2 nm	≤0,2 nm	≤0,2 nm	≤0,2 nm
Precisión fotométrica	0,2 %T (0–100 %T), ±0,002 A (0–			
Repetibilidad fotométrica	≤0,15 %T (0–100 %T), 0,001 A			
Velocidad de escaneo	Alta, media y baja			
Luz parásita	≤0,05 %T @ 220 nm, 360 nm			
Planitud de la línea de base	±0,003 A	±0,002 A	±0,002 A	±0,002 A
Deriva	0,003 A/30 min a 500 nm	0,002 A/30 min a 500 nm	0,002 A/30 min a 500 nm	0,002 A/30 min a 500 nm
Ruido	0,0003 A a 500 nm			
Modo de funcionamiento	T, A, C, E			
Ajuste de longitud de onda	Automático			
Detector	Fotodiodo de silicio			
Fuente de luz	Lámpara de tungsteno			
Puertos de salida	USB host, USB, RS232			
Alimentación	CA 110–220 V, 50–60 Hz			
Rango de humedad	<85 %			
Dimensiones y peso de envío	770 × 630 × 340 mm, 27 kg	940 × 740 × 510 mm, 52 kg	940 × 740 × 510 mm, 52 kg	940 × 740 × 510 mm, 52 kg