

Característica	Descripción
Pantalla	Pantalla LCD retroiluminada en blanco de 1,70 × 40 mm, capaz de mostrar parámetros como T, A, C y K
Calibración	Calibración automática de 0 % A y 100 % T
Compartimento de muestras	Gran compartimento para muestras compatible con diferentes cubetas de 5 mm a 100 mm
Puerto y software	Puerto de salida RS232, impresora opcional y software profesional de análisis UV-PRO1.0 con funciones de análisis cuantitativo
Ajuste de longitud de onda	Manual
Gestión de datos	Permite guardar y consultar los datos de las pruebas, así como los valores de K y B